



# StimuLITE®

## ÖVERDRAG TILL STIMULITE CLASSIC BARIATRIC SITTDYNA



*Extra tillbehör:* Löstagbar väska med dragkedja för personliga förnödenheter, fixeras under dynan med kardborre. Art. nr. POCKETD

## ÖVERDRAGET SOM KOMPLETTERAR DYNAN

StimuLITE® Classic Bariatric sittdynor är gjord för dem som är i behov av en funktionell sittställning med optimal tryckutjämning samt ett svalt sittande med låg luftfuktighet. För att komplettera dynans egenskaper har överdraget designats med en ovandel i slitstarkt Cordura. Under Corduratyget sitter en brandfilt för ökad säkerhet. Sidorna är utrustade med nät för att komplettera dynans ventilerande egenskaper. För att ligga stadigt i stolen har överdraget kardborre på undersidan. Dragkedjan är utrustad med greppring för att enkelt kunna öppnas. Överdraget har ett handtag fram för enkel hantering.

*Tvättråd:* Dynan och överdraget är tvättbara och tål kontakt med urin och fukt.

- Innan tvätt stäng dragkedjan och sätt samman kardborren.
- Tvätta överdragen i tvättpåse i maskin 40-60°, och torka i torktumlare kallt.
- Sträck dem i vått tillstånd.



Samtliga StimuLITE® sittdynor och överdrag är brandtestade och godkända enligt ISO 7176-16 SS-EN 597:2015, SS-EN 1021:2006 samt CE-märkta.



GÖRAN SJÖDÉN REHAB DISTRIBUTION AB  
Bultgatan 17  
442 40 KUNGÄLV  
Tel: 031-52 18 95  
email: [order@rehabshop.com](mailto:order@rehabshop.com)  
[www.rehabshop.se](http://www.rehabshop.se)

Copyright 1996 Supracor Systems, Inc. All rights reserved. U.S. Patent #5,180,619, U.S. Patent #5,444,881 and other patents pending worldwide. Total Pressure Management is a trademark and Stimulite and Supracor are registered trademarks of Supracor Systems, Inc.




SVENSK MILJÖBAS





Överdragsvarianter till Stimulite® Classic Bariatric Sittdynor

Överdragskod		Beskrivning
COV	= Corduraöverdrag	Standardöverdrag för Stimulite sittdynor: Luftig, med ovandel i slitstark Cordura, nät på sidorna, brandfilt för ökad säkerhet och perforerad botten. Tvättas i 40-60° C.
WCOV	= Ullöverdrag	För extra komfort vid ömtålig hud: Luftig överdrag med hätta i mjuk och stretchbar ullfrotté, nät på sidorna, och perforerad botten. Tvättas i 30-45° C.
COVOUT	= Glidöverdrag	För enklare förflyttningar: Luftig och glattare polyester överdrag, nät på sidorna, avtagbar brandfilt för bättre glid och säkerhet, perforerad botten. Tvättas i 40-60° C
WPC	= Vattentät inkontinenshätta	Håller dynkroppen ren och torr när fuktuppsamlaren under Stimulite dynan inte räcker till. Andningsaktiv polyuretan med topp i stretchnylon. Tvättas i 60° C.



StimuLITE Överdrag till alla Classic Sittdynor

Storlek (sittbredd x sittdjup) x 7cm

Ersätt COV med en annan överdragskod om du vill beställa ullfrotté- eller glidöverdrag samt vattentät inkontinenshätta (t.ex. WCOVCLBA2224, COVOUTCLBA2016, eller WPC2222)

Art. Nr.	Storlek	Art. Nr.	Storlek
COVCLBA1818	46x46cm	COVCLBA2420	61x51cm
COVCLBA2018	51x46cm	COVCLBA2422	61x56cm
COVCLBA2020	36x46cm	COVCLBA2424	61x61cm
COVCLBA2218	56x46cm	COVCLBA2622	65x56cm
COVCLBA2220	56x51cm	COVCLBA2820	71x51cm
COVCLBA2222	56x56cm	COVCLBA2828	71x71cm
COVCLBA2224	56x61cm	COVCLBA3022	76x56cm
COVCLBA2418	61x46cm	COVCLBA3026	76x65cm
COVCLBA2420	61x51cm	COVCL2016	51x41cm

Classic Bariatric dynor finns enbart med plan botten

Andra storlekar kan fås på beställning.

StimuLITE Inkontinensinlägg

Storlek (sittbredd x sittdjup)

Placeras inuti överdraget under dynan

Art. Nr.	Storlek	Färg
IN 1818	46 x 46 cm	Svart
IN 2020	51 x 51 cm	Vit
IN 2222	56 x 56 cm	Vit
IN 2424	61 x 61 cm	Vit



GÖRAN SJÖDÉN REHAB DISTRIBUTION AB

Bultgatan 17

442 40 KUNGÄLV

Tel: 031-52 18 95

email: [order@rehabshop.com](mailto:order@rehabshop.com)

[www.rehabshop.se](http://www.rehabshop.se)