



StimuLITE®

ÖVERDRAG TILL STIMULITE PEDIATRIC CONTOURED SITTDYNA FÖR BARN



Extra tillbehör: Löstagbar väska med dragkedja för personliga förnödenheter, fixeras under dynan med kardborre. Art. nr. POCKETD

ÖVERDRAGET SOM KOMPLETTERAR DYNAN

StimuLITE® Pediatric Contoured sittdyna för barn är gjord för dem som är i behov av en funktionell sittställning med optimal tryckutjämning samt ett svalt sittande med låg luftfuktighet. För att komplettera dynans egenskaper har överdraget designats med en omandel i slitstarkt Cordura. Under Corduratyget sitter en brandfilt för ökad säkerhet. Sidorna är utrustade med nät för att komplettera dynans ventilerande egenskaper. För att ligga stadigt i stolen har överdraget kardborre på undersidan. Dragkedjan är utrustad med greppring för att enkelt kunna öppnas. Överdraget har ett handtag fram för enkel hantering.

Tvättråd: Dynan och överdraget är tvättbara och tål kontakt med urin och fukt.

- Innan tvätt stäng dragkedjan och sätt samman kardborren.
- Tvätta överdragen i tvättpåse i maskin 40-60°, och torka i torktumlare kallt.
- Sträck dem i vått tillstånd.



Samtliga StimuLITE® sittdynor och överdrag är brandtestade och godkända enligt ISO 7176-16 SS-EN 597:2015, SS-EN 1021:2006 samt CE-märkta.



GÖRAN SJÖDÉN REHAB DISTRIBUTION AB
Bultgatan 17
442 40 KUNGÄLV
Tel: 031-52 18 95
email: order@rehabshop.com
www.rehabshop.se

Copyright 1996 Supracor Systems, Inc. All rights reserved. U.S. Patent #5,180,619, U.S. Patent #5,444,881 and other patents pending worldwide. Total Pressure Management is a trademark and Stimulite and Supracor are registered trademarks of Supracor Systems, Inc.



SVENSK MILJÖBAS



ÖVERDRAG: PEDIATRIC CONTOURED SITTDYNA FÖR BARN: PDDC



Överdragsvarianter till Stimulite® Pediatric Contoured Sittdyna för Barn

Överdragskod		Beskrivning
COV	= Corduraöverdrag	Standardöverdrag för Stimulite sittdynor: Luftig, med ovan del i slitstark Cordura, nät på sidorna, brandfilt för ökad säkerhet och perforerad botten. Tvättas i 40-60° C.
WCOV	= Ullöverdrag	För extra komfort vid ömtålig hud: Luftig överdrag med hätta i mjuk och stretchbar ullfrotté, nät på sidorna, och perforerad botten. Tvättas i 30-45° C.
COVOUT	= Glidöverdrag	För enklare förflyttningar: Luftig och glattare polyester överdrag, nät på sidorna, avtagbar brandfilt för bättre glid och säkerhet, perforerad botten. Tvättas i 40-60° C
WPC	= Vattentät inkontinenshätta	Håller dynkroppen ren och torr när fuktuppsamlaren under Stimulite dynan inte räcker till. Andningsaktiv polyuretan med topp i stretchnylon. Tvättas i 60° C.



StimuLITE Överdrag till alla Pediatric Contoured Sittdyna för Barn
 Storlek (sittbredd x sittdjup) x 5cm
 Ersätt COV med en annan överdragskod om du vill beställa ullfrotté- eller glidöverdrag samt vattentät inkontinenshätta (t.ex. WCOVPDCD1414, COVOUTPDCD1214, eller WPC1416)

Art. Nr.	Storlek	Art. Nr.	Storlek
COVPDCD1010	26x26cm	COVPDCD1214	31x36cm
COVPDCD1012	26x31cm	COVPDCD1414	36x36cm
COVPDCD1212	31x31cm	COVPDCD1416	36x41cm
COVPDCD1213	31x33cm	COVPDCD1616	41x41cm

Pediatric Contoured sittdyna för barn finns enbart med plan botten

Andra storlekar kan fås på beställning.

StimuLITE Inkontinensinlägg
 Storlek (sittbredd x sittdjup)
 Placeras inuti överdraget under dynan

Art. Nr.	Storlek	Färg
IN 1010	26 x 26 cm	Vit
IN 1212	31 x 31 cm	Vit
IN 1414	36 x 36 cm	Vit
IN 1616	41 x 41 cm	Svart
IN 1618	41 x 46 cm, 46x41 cm	Svart
IN 1818	46 x 46 cm	Svart
IN 2020	51 x 51 cm	Vit



GÖRAN SJÖDÉN REHAB DISTRIBUTION AB
 Bultgatan 17
 442 40 KUNGÄLV
 Tel: 031-52 18 95
 email: order@rehabshop.com
 www.rehabshop.se